

Kluczowe Ostrzeżenia i Instrukcje Bezpieczeństwa (GPSR)

Mata Masująca Vitolog z Funkcją Podgrzewania

Poniższe ostrzeżenia i instrukcje muszą być **wyraźnie widoczne** i **czytelne** w instrukcji obsługi, a kluczowe powinny być również na opakowaniu i/lub na samym produkcie, zgodnie z wymogami GPSR.

I. Ryzyko Porażenia Prądem i Pożaru (Elektryka i Zasilanie)

- **NIE używać** urządzenia w pobliżu wody, w wannie, pod prysznicem ani w wilgotnym otoczeniu. Używać tylko w suchych pomieszczeniach.
- **NIE dotykać** urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazdka.
- **Zawsze odłączać** matę od zasilania, gdy nie jest używana, przed czyszczeniem oraz w przypadku nieprawidłowego działania.
- **NIE używać** uszkodzonego kabla, zasilacza ani wtyczki. W przypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z serwisem.
- **Przechowywać kabel** zasilający z dala od gorących powierzchni i ostrych przedmiotów.
- **NIE blokować** otworów wentylacyjnych maty.
- **NIE używać** urządzenia pod kocem, poduszką ani innym materiałem, który mógłby prowadzić do **przegrzania** i ryzyka pożaru.
- Używać tylko z **dołączonymi** zasilaczami (220-230V i 12V samochodowym). Użycie innych zasilaczy może być niebezpieczne.
- **NIE zginać** maty i unikać ostrych zagięć, zwłaszcza w okolicy kabli i elementów grzewczych.

II. Ostrzeżenia Dotyczące Funkcji Podgrzewania

- Osoby **niewrażliwe na ciepło** (np. z powodu cukrzycy, zaburzeń krążenia) muszą zachować **szczególną ostrożność** i powinny używać maty pod nadzorem lub unikać funkcji podgrzewania.
- **Regularnie sprawdzać** skórę w kontakcie z rozgrzaną matą pod kątem podrażnień lub poparzeń.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu lub nadmiernego ciepła, **natychmiast wyłączyć** funkcję podgrzewania.
- **NIE używać** podgrzewania przez długi czas (zalecany maksymalny czas masażu to **15-20 minut** - patrz punkt III).

III. Bezpieczeństwo Użytkowania i Ograniczenia

- **Zalecany czas trwania** pojedynczego masażu to **maksymalnie 15-20 minut**. Dłuższe użytkowanie może prowadzić do przegrzania maty i nadmiernej stymulacji mięśni. Zrobić przerwę, aż urządzenie ostygnie.
- **NIE używać** podczas snu lub w stanie senności.
- **NIE stosować** metalowych przedmiotów (np. agrahek, zszywek) do mocowania maty.
- **Osoby z rozrusznikiem serca (kardiostrymulatorem), w ciąży, cierpiące na zakrzepicę, zapalenia żył, czy też mające niewyjaśnione bóle** lub poważne schorzenia kręgosłupa/mięśni, powinny **skonsultować się z lekarzem** przed użyciem.
- **NIE stosować** bezpośrednio na opuchnięte, zapalne, podrażnione obszary skóry lub otwarte rany.
- **Dzieci i osoby niepełnosprawne** powinny używać urządzenia **wyłącznie pod ścisłym nadzorem** osoby dorosłej/opiekuna.
- **Nigdy nie zostawiać** włączonej maty bez nadzoru, gdy jest podłączona do zasilania.
- **NIE stawiać** ani **NIE siadać całym ciężarem** na zasilaczu i kablach.

IV. Ostrzeżenia Specyficzne dla Kierowców (Zasilanie 12V)

- **NIE używać** maty w trybie masażu podczas prowadzenia pojazdu, ponieważ może to **rozpraszać** uwagę kierowcy. Funkcja podgrzewania może być używana z ostrożnością.
- Upewnić się, że mata jest **stabilnie zamocowana** za pomocą pasów mocujących i nie przesuwa się.

Ryzyko Uduśnięcia (Opakowanie)

- **Opakowanie (folie, torby) przechowywać z dala od niemowląt i dzieci**, aby uniknąć ryzyka uduśnięcia.