

PL - Separator palców stóp

Sposób użycia: Umyj i dokładnie osusz stopy przed założeniem separatorów. Delikatnie rozciągnij separator i umieść go między palcami stóp, zaczynając od podstawy palców. Początkowo używaj separatorów przez 10–15 minut dziennie, stopniowo zwiększając czas noszenia w miarę przyzwyczajania się stóp. Można je nosić zarówno boso, jak i w luźnym obuwiu. Po zdjęciu separatorów umyj je w ciepłej wodzie z mydłem i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.

Czyszczenie i pielęgnacja: Myj separatory ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym mydłem. Unikaj używania ostrych detergentów lub środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał. Po umyciu dokładnie opłucz i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

OSTRZEŻENIE: Nie używać podczas snu, w pobliżu źródła ciepła lub podczas ćwiczeń. Nie wywierać dodatkowego nacisku na produkt. Należy zawsze zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza wokół stopy. Regularnie sprawdzaj stan separatorów; w przypadku zauważenia uszkodzeń lub nadmiernego zużycia, wymień je na nowe. W przypadku wystąpienia zmian zabarwienia skóry, należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Nie nadaje się do użytku przez dzieci, osoby starsze, a także osoby, które nie są w stanie samodzielnie zdjąć produktu. Nie stosować na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, rany, pęcherze. Nie należy stosować produktu w połączeniu z kremami nakładanymi na skórę lub jeśli masz reumatoidalne zapalenie stawów, słabe krążenie, uszkodzenie nerwów, zaburzenia czucia, jakąkolwiek chorobę skóry, chorobę Raynauda, jesteś cukrzykiem lub jesteś w ciąży. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie używać, jeśli masz alergię na lateks. Nie używać jednorazowo dłużej niż 2 godziny. Ten produkt nie jest przeznaczony do zapobiegania urazom, jakikolwiek dyskomfort może być oznaką ukrytego problemu i zaleca się wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako zamiennik profesjonalnej opieki medycznej. Plastikowe torby mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

EN - Toe Separator

How to use: Wash and thoroughly dry your feet before putting on the separators. Gently stretch the separator and place it between your toes, starting from the base of the toes. Initially, use the separators for 10–15 minutes per day, gradually increasing the wearing time as your feet adjust. They can be worn both barefoot and with loose-fitting footwear. After removing the separators, wash them in warm soapy water and allow them to air dry.

Cleaning and care: Hand wash the separators in warm water with mild soap. Avoid using harsh detergents or chemicals that may damage the material. After washing, rinse thoroughly and allow to dry naturally. Store in a cool, dry place away from direct sunlight.

WARNING: Do not use while sleeping, near a heat source, or during exercise. Do not apply additional pressure to the product. Always ensure proper air circulation around the foot. Regularly check the condition of the separators; if you notice any damage or excessive wear, replace them with new ones. If skin discoloration occurs, discontinue use immediately. Not suitable for children, elderly individuals, or those who cannot remove the product.

independently. Do not use on irritated or damaged skin, wounds, or blisters. Do not use in combination with creams applied to the skin or if you have rheumatoid arthritis, poor circulation, nerve damage, sensory disorders, any skin disease, Raynaud's disease, diabetes, or if you are pregnant. For external use only. Do not use if you are allergic to latex. Do not use for more than 2 hours at a time. This product is not intended to prevent injuries; any discomfort may indicate an underlying issue, and a visit to a primary care physician is recommended. This product is not a substitute for professional medical care. Plastic bags can be hazardous. To avoid the risk of suffocation, keep them out of reach of children and infants.

EE - Varvaste eraldaja

Kasutusjuhend: Pese ja kuivata jalad põhjalikult enne eraldajate paigaldamist. Venita eraldajat õrnalt ja aseta see varvaste vahele, alustades varvaste põhjast. Alguses kasuta eraldajaid 10–15 minutit päevas, pikendades järk-järgult kandmisaega, kui jalad harjuvad. Neid võib kanda nii paljajalu kui ka lahtistes jalanõudes. Pärast eemaldamist pese eraldajad sooja seebiveega ja lase neil õhu käes kuivada.

Puhastamine ja hooldus: Pese eraldajaid käsitsi sooja vee ja kerge seebiga. Välti karmide puhastusvahendite või kemikaalide kasutamist, mis võivad materjali kahjustada. Pärast pesemist loputa hoolikalt ja lase loomulikult kuivada. Hoia jahedas ja kuivas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

HOIATUS: Ärge kasutage magamise ajal, kuumuse allika lähedal või treeningu ajal. Ärge avaldage tootele täiendavat survet. Tagage alati jala ümber õige õhuringlus. Kontrollige regulaarselt eraldajate seisukorda; kui märkate kahjustusi või liigset kulumist, vahetage need uute vastu. Kui tekib naha värvimuutus, lõpetage kohe kasutamine. Ei sobi lastele, eakatele ega inimestele, kes ei saa toodet iseseisvalt eemaldada. Ärge kasutage ärritunud või kahjustatud nahal, haavadel või villidel. Ärge kasutage koos nahale kantavate kreemidega või kui teil on reumatoidartriit, halb vereringe, närvikahjustus, tundlikkushäired, nahahaigus, Raynaud' tõbi, diabeet või olete rase. Ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kasutage, kui olete lateksi suhtes allergiline. Ärge kasutage järjest kauem kui 2 tundi. See toode ei ole mõeldud vigastuste ennetamiseks; igasugune ebamugavustunne võib viidata varjatud probleemile ja soovitatav on pöörduda perearsti poole. Toode ei asenda professionaalset meditsiinilist hooldust. Plastikust kotid võivad olla ohtlikud. Lämpumisohtu vältimiseks hoidke neid lastele ja imikutele kättesaamatus kohas.

LT - Pirštų skirtukas

Naudojimo instrukcija: Prieš uždedant skirtukus, kruopščiai nuplaukite ir nusauskite kojas. Švelniai ištempkite skirtuką ir įdėkite jį tarp pirštų, pradėdami nuo pirštų pagrindo. Iš pradžių naudokite skirtukus 10–15 minučių per dieną, palaipsniui ilgindami nešiojimo laiką, kol kojos pripras. Juos galima dėvėti tiek basomis, tiek su laisva avalyne. Nuėmus skirtukus, nuplaukite juos šiltu muiluotu vandeniu ir palikite išdžiūti natūraliai.

Valymas ir priežiūra: Skirtukus plaukite rankomis šiltame vandenyje su švelniu muilu. Venkite agresyvių ploviklių ar cheminių medžiagų, galinčių pažeisti medžiagą. Po plovimo

krūpščiāi īšskalaukite īr palīkite īšdžiūti natūralīāi. Laīkykite vēsīoje, sausoje vīetoje, atokīāu nuo tiesīogīnīų saulēs spīndulīų.

ISPĒJIMAS: Nēnaudokīte mīego metu, šālīā šīlumos šaltīnīo ar sportuojant. Nespauskīte papīldomo slēgio ant gaminīo. Vīsada užtikrīnkīte tīnkamā oro cīrkulīacījā aplīnk pēdā. Regulīarīāi tīkrīnkīte separatorīų būklē; jēi pastebīte pāžēdīmų ar pērnelyg dīdelī nusīdēvējīmā, pakeīskīte juos naujāis. Jēi oda pakeīčīā spalvā, nēdelsdami nutraukīte naudojīmā. Nētīnka vaīkams, pagyvenusīems žmonēmams ar tīems, kurīe negālī patys pašālīntī produkto. Nēnaudokīte ant sudīrgusīos ar pāžēistos odos, žaīzdų ar pūslēs. Nēnaudokīte kartū su odos kremāis arba jēi sergate reumatoidīnīu artrītu, turīte prastā kraujotakā, nervų pāžēdīmus, jutīmo sutrīkīmus, odos līgā, Reīno līgā, dīabetā ar esate nēščīā. Tīk īšorīnīam naudojīmūi. Nēnaudokīte, jēi esate alerģīški lateksūi. Nēnaudokīte īlgīāu nēī 2 valandas īš eīlēs. Šīs produkts nēra skīrtas traumų prevencījāī; bēt koks dīskomfortas galī reīkštī paslēptā problēmā, todēl rekomēduojama kreīptīs ī gydytojā. Šīs produkts nēra profesīonalīos medīcīnīnēs prīežiūros pakaitalas. Plastīkīnīāi maīšēlīāi galī būti pavojīngī. Norēdami īšvengtī uždusīmo pavojaus, laīkykite juos vaīkams īr kūdīkīams nēpasīekīamoje vīetoje.

LV - Pīrkstu atdalītājs

Līetošanas īnstrukcīja: Pīrms atdalītāju uzlīkšanas nomazgājīet un rūpīgī nosusīnīet kājas. Maīgī īzstīepīet atdalītāju un īevīetojīet to starp pīrkstīem, sākot no pīrkstu pamatnes. Sākumā līetojīet atdalītājus 10–15 mīnūtes dīenā, pakāpenīskī palielīnot valkāšanas laīku, kamēr kājas pīerod. Tos var nēsāt gan basām kājām, gan ar brīvīem apavīem. Pēc noņēmšanas nomazgājīet tos sīltā zīepjūdenī un ļaījīet tīem nožūt gaisā.

Tīrīšana un kopšana: Mazgājīet atdalītājus ar rokām sīltā ūdenī un maīgās zīepēs. Izvairīetīs no spēcīgīem mazgāšanas līdzeklīem vai ķīmīkālījām, kas var bojāt materiālu. Pēc mazgāšanas rūpīgī noskalojīet un ļaījīet tīem nožūt dabīskā veīdā. Uzglabājīet vēsā, sausā vīetā, prom no tīešīem saulēs stārīem.

BRĪDINĀJUMS: Nēlīetot mīega laīkā, pīe sīltuma avotīem vai fīzīsko aktīvītāšu laīkā. Nēīzdārīet papīldu spīedīenu uz produktū. Vīenmēr nodrošīnīet pāreīzu gaisa cīrkulācījū ap kājū. Regulārī pārbaudīet separatoru stāvoklī; ja pamanāt bojājūmus vai pārmērīgu nodīlumu, nomainīet tos pret jaunīem. Ja parādās ādas krāsas īzmaīņas, nekavējotīs pārtraucīet līetošanu. Nav pīemērots bērīnīem, gados vecākīem cīlvēkīem vai tīem, kas nēvar patstāvīgī noņemt produktū. Nēlīetot uz kairīnātas vai bojātas ādas, brūcēm vai pūslīšīem. Nēlīetot kopā ar ādas krēmīem vai ja jums īr reīmatoīdāis artrīts, slīkta asīnsrīte, nervu bojājūmī, sajūtas traucējūmī, ādas slīmībās, Reīno slīmība, dīabēts vai esat grūtnīecē. Tīkai ārējāī līetošanāī. Nēlīetot, ja esat alerģīskī pret lateksū. Nēlīetot īlgāk par 2 stundām vīenā reīzē. Šīs produkts nav paredzēts traumū novēršanāī; jēbkurš dīskomforts var līecīnāt par slēptū problēmū, tāpēc īeteīcāms konsultētīs ar ārstu. Šīs produkts nēāīzstāj profesīonālu medīcīnīsko aprūpī. Plastmasas maīšīņī var būt bīstāmī. Lāī īzvairītīs no nosmakšanas rīska, glabājīet tos bērīnīem un zīdāīņīem nēpīeejāmā vīetā.

DE - Zehentrenner

Anwendung: Waschen und trocknen Sie Ihre Füße gründlich, bevor Sie die Zehentrenner anlegen. Dehnen Sie den Trenner vorsichtig und platzieren Sie ihn zwischen den Zehen, beginnend an der Basis. Tragen Sie die Trenner zunächst 10–15 Minuten täglich und verlängern Sie die Tragezeit allmählich, während sich Ihre Füße daran gewöhnen. Sie können barfuß oder in lockerem Schuhwerk getragen werden. Nach dem Entfernen mit warmem Seifenwasser reinigen und an der Luft trocknen lassen.

Reinigung und Pflege: Waschen Sie die Trenner von Hand mit warmem Wasser und milder Seife. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten. Nach dem Waschen gründlich ausspülen und an der Luft trocknen lassen. Kühl und trocken lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

WARNUNG: Nicht während des Schlafens, in der Nähe einer Wärmequelle oder während des Trainings verwenden. Üben Sie keinen zusätzlichen Druck auf das Produkt aus. Sorgen Sie stets für eine ausreichende Luftzirkulation um den Fuß. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Separatoren; bei Schäden oder übermäßigem Verschleiß ersetzen Sie sie durch neue. Bei Hautverfärbungen sofort die Anwendung abbrechen. Nicht geeignet für Kinder, ältere Menschen oder Personen, die das Produkt nicht selbstständig entfernen können. Nicht auf gereizter oder beschädigter Haut, Wunden oder Blasen anwenden. Nicht in Kombination mit Hautcremes verwenden oder wenn Sie an rheumatoider Arthritis, schlechter Durchblutung, Nervenschäden, Empfindungsstörungen, Hautkrankheiten, Raynaud-Syndrom, Diabetes leiden oder schwanger sind. Nur zur äußeren Anwendung. Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen Latex sind. Nicht länger als 2 Stunden am Stück verwenden. Dieses Produkt ist nicht zur Vermeidung von Verletzungen gedacht; jegliches Unbehagen kann auf ein zugrunde liegendes Problem hinweisen – ein Arztbesuch wird empfohlen. Das Produkt ersetzt keine professionelle medizinische Betreuung. Plastiktüten können gefährlich sein. Um Erstickengefahr zu vermeiden, außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen aufbewahren.

CZ - Oddělovač prstů na nohou

Použití: Před nasazením oddělovačů si umyjte a důkladně osušte nohy. Jemně roztáhněte oddělovač a umístěte jej mezi prsty, počínaje jejich základnou. Zpočátku používejte oddělovače 10–15 minut denně, postupně prodlužujte dobu nošení, jakmile si nohy zvyknou. Lze je nosit naboso i v volné obuvi. Po sejmutí omyjte teplou mýdlovou vodou a nechte volně uschnout.

Čištění a údržba: Ručně omyjte oddělovače v teplé vodě s jemným mýdlem. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům nebo chemikáliím, které by mohly poškodit materiál. Po umytí důkladně opláchněte a nechte přirozeně uschnout. Skladujte na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte během spánku, v blízkosti zdroje tepla nebo při cvičení. Nevývíjejte na produkt další tlak. Vždy zajistěte správnou cirkulaci vzduchu kolem nohy. Pravidelně kontrolujte stav separátorů; pokud zaznamenáte poškození nebo nadměrné opotřebení, vyměňte je za nové. Pokud se objeví změna zabarvení kůže, okamžitě přestaňte produkt používat. Nevhodné pro děti, starší osoby nebo osoby, které si produkt nedokážou

samy sundat. Nepoužívejte na podrážděnou nebo poškozenou pokožku, rány nebo puchýře. Nepoužívejte v kombinaci s krémy na pokožku nebo pokud máte revmatoidní artritidu, špatný krevní oběh, poškození nervů, poruchy citlivosti, kožní onemocnění, Raynaudovu chorobu, cukrovku nebo jste těhotná. Pouze k vnějšímu použití. Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na latex. Nepoužívejte déle než 2 hodiny v kuse. Tento produkt není určen k prevenci zranění; jakýkoli pocit nepohodlí může být známkou skrytého problému – doporučuje se návštěva lékaře. Produkt nenahrazuje profesionální lékařskou péči. Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Aby se předešlo riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah dětí a kojenců.

SK - Oddelovač prstov na nohách

Použitie: Pred nasadením oddelovačov si umyte a dôkladne osušte nohy. Jemne rozťahnite oddelovač a umiestnite ho medzi prsty, začínajúc od ich základne. Spočiatku používajte oddelovače 10–15 minút denne, postupne predlžujte dobu nosenia, ako si nohy zvyknú. Môžu sa nosiť naboso aj v voľnej obuvi. Po zložení ich umyte teplou mydlovou vodou a nechajte voľne vyschnúť.

Čistenie a údržba: Ručne umyte oddelovače v teplej vode s jemným mydlom. Vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom alebo chemikáliám, ktoré by mohli poškodiť materiál. Po umytí dôkladne opláchnite a nechajte prirodzene vyschnúť. Skladujte na chladnom, suchom mieste, mimo priameho slnečného svetla.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte počas spánku, v blízkosti zdroja tepla alebo počas cvičenia. Nevývajte na produkt ďalší tlak. Vždy zabezpečte správnu cirkuláciu vzduchu okolo nohy. Pravidelne kontrolujte stav oddelovačov; ak si všimnete poškodenie alebo nadmerné opotrebovanie, vymeňte ich za nové. Ak sa objavia zmeny sfarbenia pokožky, okamžite prestaňte produkt používať. Nevhodné pre deti, starších ľudí alebo osoby, ktoré si produkt nedokážu samy odstrániť. Nepoužívajte na podráždenú alebo poškodenú pokožku, rany alebo pľuzgiere. Nepoužívajte v kombinácii s krémami na pokožku alebo ak máte reumatoidnú artritídu, slabý krvný obeh, poškodenie nervov, poruchy citlivosti, kožné ochorenie, Raynaudovu chorobu, cukrovku alebo ste tehotná. Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte, ak ste alergický na latex. Nepoužívajte dlhšie ako 2 hodiny v kuse. Tento produkt nie je určený na prevenciu zranení; akýkoľvek pocit nepohodlia môže byť znakom skrytého problému – odporúča sa návšteva lekára. Produkt nenahrádza profesionálnu lekársku starostlivosť. Plastové vrecká môžu byť nebezpečné. Aby ste predišli riziku udusenía, uchováajte ich mimo dosahu detí a dojčiat.

HU - Lábujielválasztó

Használati útmutató: Mielőtt felhelyezné az elválasztót, alaposan mossa meg és szárítsa meg a lábát. Finoman nyújtassa meg az elválasztót, és helyezze a lábujjak közé, a lábujjak tövétől kezdve. Kezdetben napi 10–15 percig használja, majd fokozatosan növelje a viselési időt, ahogy a lába hozzászokik. Viselhető mezítláb vagy laza cipőben is. Használat után mossa meg meleg szappanos vízben, majd hagyja levegőn megszáradni.

Tisztítás és ápolás: Kézzel mossa meg meleg vízben, enyhe szappannal. Kerülje az erős tisztítószerek vagy vegyszerek használatát, mert ezek károsíthatják az anyagot. Mosás után alaposan öblítse le, és hagyja természetes módon megszáradni. Hűvös, száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől védve.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja alvás közben, hőforrás közelében vagy edzés közben. Ne gyakoroljon extra nyomást a termékre. Mindig biztosítsa a megfelelő légáramlást a láb körül. Rendszeresen ellenőrizze az elválasztók állapotát; ha sérülést vagy túlzott kopást észlel, cserélje ki újra. Ha bőrelszíneződés jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatot. Nem alkalmas gyermekek, idősek vagy olyan személyek számára, akik nem tudják önállóan eltávolítani a terméket. Ne használja irritált vagy sérült bőrön, sebeknél vagy hólyagoknál. Ne használja bőrápoló krémekkel együtt, illetve ha reumás ízületi gyulladása, rossz vérkeringése, idegkárosodása, érzékelési zavara, bőrbetegsége, Raynaud-kórja, cukorbetegsége van, vagy terhes. Kizárólag külső használatra. Ne használja, ha allergiás a latexre. Ne használja 2 óránál hosszabb ideig egyhuzamban. Ez a termék nem alkalmas sérülések megelőzésére; bármilyen kellemetlen érzés rejtett problémára utalhat – ajánlott orvoshoz fordulni. A termék nem helyettesíti a professzionális orvosi ellátást. A műanyag zacskók veszélyesek lehetnek. A fulladás kockázatának elkerülése érdekében tartsa távol gyermekektől és csecsemőktől.

RO - Separator de degete de la picioare

Mod de utilizare: Spălați și uscați bine picioarele înainte de a pune separatorul. Întindeți-l ușor și plasați-l între degete, începând de la baza acestora. La început, folosiți separatorul timp de 10–15 minute pe zi, crescând treptat durata de utilizare pe măsură ce picioarele se obișnuiesc. Poate fi purtat atât desculț, cât și cu încălțăminte lejeră. După utilizare, spălați separatorul cu apă caldă și săpun și lăsați-l să se usuce la aer.

Curățare și întreținere: Spălați separatorul manual cu apă caldă și săpun delicat. Evitați utilizarea detergenților puternici sau a substanțelor chimice care ar putea deteriora materialul. După spălare, clătiți bine și lăsați să se usuce natural. Păstrați-l într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

AVERTISMENT: Nu utilizați în timpul somnului, în apropierea unei surse de căldură sau în timpul exercițiilor fizice. Nu aplicați presiune suplimentară asupra produsului. Asigurați întotdeauna o bună circulație a aerului în jurul piciorului. Verificați periodic starea separatorilor; dacă observați deteriorări sau uzură excesivă, înlocuiți-i cu unii noi. Dacă pielea își schimbă culoarea, opriți utilizarea imediat. Nu este potrivit pentru copii, persoane în vârstă sau persoane care nu pot îndepărta produsul singure. Nu utilizați pe pielea iritată sau deteriorată, răni sau bășici. Nu utilizați produsul împreună cu creme aplicate pe piele sau dacă suferiți de artrită reumatoidă, circulație sanguină deficitară, leziuni ale nervilor, tulburări de sensibilitate, orice boală a pielii, boala Raynaud, diabet sau dacă sunteți gravidă. Doar pentru uz extern. Nu utilizați dacă sunteți alergic la latex. Nu folosiți mai mult de 2 ore consecutiv. Acest produs nu este destinat prevenirii leziunilor; orice disconfort poate indica o problemă ascunsă și se recomandă consultarea unui medic. Acest produs nu înlocuiește îngrijirea medicală profesională. Pungile de plastic pot fi periculoase. Pentru a evita riscul de sufocare, păstrați-le într-un loc inaccesibil copiilor și sugariilor.

BG - Разделител за пръстите на краката

Начин на употреба: Измийте и добре подсушете краката си преди поставянето на разделителите. Внимателно разтегнете разделителя и го поставете между пръстите на краката, започвайки от основата им. В началото използвайте разделителите по 10–15 минути на ден, като постепенно увеличавате времето за носене, докато краката ви свикнат. Те могат да се носят както боси, така и с по-свободни обувки. След сваляне измийте с топла вода и сапун и оставете да изсъхне на въздух.

Почистване и поддръжка: Мийте разделителите ръчно с топла вода и мек сапун. Избягвайте използването на агресивни почистващи препарати или химикали, които могат да повредят материала. След измиване изплакнете добре и оставете да изсъхне естествено. Съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте по време на сън, в близост до източник на топлина или по време на упражнения. Не прилагайте допълнителен натиск върху продукта. Винаги осигурявайте правилна циркулация на въздуха около стъпалото. Редовно проверявайте състоянието на разделителите; ако забележите повреда или прекомерно износване, заменете ги с нови. Ако се появи промяна в цвета на кожата, незабавно прекратете употребата. Не е подходящ за деца, възрастни хора или хора, които не могат да свалят продукта самостоятелно. Не използвайте върху раздразнена или увредена кожа, рани или мехури. Не използвайте продукта заедно с кремове за кожа или ако страдате от ревматоиден артрит, слабо кръвообращение, увреждане на нервите, нарушения на чувствителността, кожни заболявания, болест на Рейно, диабет или сте бременна. Само за външна употреба. Не използвайте, ако сте алергични към латекс. Не използвайте повече от 2 часа наведнъж. Този продукт не е предназначен за предотвратяване на наранявания; всеки дискомфорт може да бъде знак за скрит проблем и се препоръчва консултация с лекар. Този продукт не замества професионалната медицинска помощ. Пластмасовите торбички могат да бъдат опасни. За да избегнете риск от задушаване, съхранявайте ги на място, недостъпно за деца и бебета.

FI Varpaiden erotin

Käyttöohjeet: Pese ja kuivaa jalat huolellisesti ennen erottimen asettamista. Venytä erotinta varovasti ja aseta se varpaiden väliin aloittaen varpaiden tyvestä. Aluksi käytä erotinta 10–15 minuuttia päivässä ja pidennä käyttöaikaa vähitellen, kun jalat tottuvat siihen. Voidaan käyttää paljain jaloin tai väljissä kengissä. Käytön jälkeen pese erotin lämpimällä saippuavedellä ja anna sen kuivua ilmassa.

Puhdistus ja hoito: Pese erotin käsin lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla. Vältä voimakkaita pesuaineita tai kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa materiaalia. Huuhtelee huolellisesti pesun jälkeen ja anna kuivua luonnollisesti. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.

VAROITUS: Älä käytä nukkuessasi, lämmönlähteen lähellä tai liikunnan aikana. Älä kohdista tuotteeseen ylimääräistä painetta. Varmista aina hyvä ilman kierto jalan ympärillä. Tarkista

säännöllisesti erottimien kunto; jos havaitset vaurioita tai liiallista kulumista, vaihda ne uusiin. Jos ihon värimuutoksia ilmenee, lopeta käyttö välittömästi. Ei sovellu lapsille, vanhuksille tai henkilöille, jotka eivät pysty poistamaan tuotetta itse. Älä käytä ärtyneelle tai vaurioituneelle iholle, haavoihin tai rakkoihin. Älä käytä tuotetta yhdessä ihovoiteiden kanssa tai jos sinulla on nivelreuma, huono verenkierto, hermovaurio, tuntohäiriöitä, ihosairauksia, Raynaudin tauti, diabetes tai olet raskaana. Vain ulkoiseen käyttöön. Älä käytä, jos olet allerginen lateksille. Älä käytä yhtäjaksoisesti yli 2 tuntia. Tämä tuote ei ole tarkoitettu vammojen ehkäisyyn; mahdollinen epämukavuus voi viitata piilevään ongelmaan, ja lääkäriä käyntiä suositellaan. Tämä tuote ei korvaa ammattilaisten lääkinällistä hoitoa. Muovipussit voivat olla vaarallisia. Tukehtumisvaaran välttämiseksi säilytä ne lasten ja vauvojen ulottumattomissa.