

INSTRUKCJA OBSŁUGI U189

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Cechy produktu: Peeling kawitacyjny. Wymiary produktu: 16.8x5x2cm. Moc: 2W. Zasilanie: bateria 600mAh. Napięcie ładowania: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Ładowarka: 5V/1A. Czas ładowania: 1h. Czas pracy: około 100 minut. Waga: 163g.

Funkcje: Głębokie oczyszczenie i usuwanie starzejącego się naskórka; rozkładanie pigmentów, rozjaśnianie przebarwienia; głęboka kuracja liftingująca i zwiększanie elastyczności skóry; stymulacja krążenia krwi i przyspieszanie metabolizmu limfatycznego; wzmacnianie zdolności regeneracyjnych i przepuszczalności komórek skóry; masaż skóry, wprowadzanie substancji odżywczych i różnorodne pochodzenia; brak uszkodzeń i skutków ubocznych dla skóry.

Obsługa: Ładowanie urządzenia: Podłącz kabel ładujący USB. Podczas ładowania ikona baterii na ekranie wyświetlacza będzie migać od prawej do lewej. Po naładowaniu produktu ikona baterii pozostaje ciągle podświetlona. Jeśli urządzenie nie ładuje się, sprawdź czy gniazdko USB jest poprawnie podłączone. Jeżeli po ponownym podłączeniu adaptera do ładowania kablem USB nadal nie można naładować urządzenia, prosimy o użycie zasilacza o identycznych parametrach. Praca urządzenia: przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, domyślnie ustawiony jest tryb czyszczenia. Naciśnij przycisk, aby zmienić tryb: tryb czyszczenia – tryb liftingu – tryb jonizacji dodatniej (jon+) – tryb jonizacji ujemnej (jon-). Urządzenie wyłączy się automatycznie po 9 minutach pracy (na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie). Zaleca się stosowanie urządzenia 3-5 razy w tygodniu przez nie dłużej niż 9 minut jednorazowo. Tryb oczyszczania: jeśli dioda czyszczenia ciągle się świeci, oznacza to, że urządzenie jest w trybie czyszczenia. Przed użyciem urządzenia zaleca się najpierw zwilżenie twarzy ciepłą wodą lub użycie żelu do mycia twarzy, a następnie użycie gorącej ściereczki do otwarcia porów na twarzy. Następnie przyłóż urządzenie, skierowane głowicą w dół, do twarzy i delikatnie przesuwaj urządzenie w górę i w dół. Kąt nachylenia urządzenia w trakcie pracy powinien wynosić 45°. Tryb liftingu: jeśli dioda liftingu ciągle się świeci, oznacza to, że urządzenie jest w trybie liftingu. Obie strony pasek przewodzących przechodzą w tryb jonów ujemnych. Tryb ten zaleca się stosować razem z esencją/kremem/maską. Nałóż esencję na całą twarz. Podczas użycia głowica urządzenia powinna być skierowana ku górze. Przyłóż głowicę urządzenie do twarzy i delikatnie przesuwaj urządzeniem w górę oraz w dół. Kąt nachylenia głowicy w trakcie pracy powinien wynosić 45°. Tryb jonizacji dodatniej: jeśli dioda jonizacji dodatniej ciągle się świeci, oznacza to, że urządzenie jest w trybie jonizacji dodatniej. Zaleca się zastosowanie maski do twarzy do wchłonięcia składników odżywczych oraz serum przed użyciem urządzenia. Obie strony pasek przewodzących przechodzą w tryb jonów ujemnych. W trakcie używania delikatnie przesunąć urządzenie z góry w dół pod kątem 45°. Tryb jonizacji ujemnej: jeśli dioda jonizacji ujemnej ciągle się świeci, oznacza to, że urządzenie jest w trybie jonizacji ujemnej. Przed użyciem zaleca się nałożenie na twarz żelu lub olejku do demakijażu. W trakcie używania głowica urządzenia powinna być skierowana do góry, delikatnie przesunąć ją od dołu ku górze na obszarze twarzy, który wymaga pielęgnacji. W trakcie operacji kąt ostrza noża powinien wynosić około 45 stopni. Dzięki właściwościom równoważącej wymiany jonów, niektóre zanieczyszczenia i brud głęboko w skórze mogą być przenoszone na cząsteczki ujemne, podczas gdy głowica do pielęgnacji jest naładowana dodatnio. To sprawia, że zanieczyszczenia głęboko w skórze stają się łatwiejsze do usunięcia.

Ostrzeżenie: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem. Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Uwaga! Niebezpieczeństwo uduszenia! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Peeling kawitacyjny można stosować na twarzy, szyi i dekolcie. Aby uniknąć ryzyka pożaru podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci. W celu uzyskania jak najlepszej żywotności baterii, należy trzykrotnie urządzenie całkowicie rozładować, a następnie naładować je do pełna. Urządzenie należy naładować, jeśli nie włącza się po długim naciśnięciu przycisku zasilania, nagle wyłączy się w trakcie pracy lub pojawi się powiadomienie o niskim poziomie baterii. Przed dostawą, bateria w tym produkcie nie jest w pełni naładowana. Przed użyciem proszę przeprowadzić proces ładowania. Podczas ładowania, proszę sprawdzić, czy kabel ładowania i adapter są nienaruszone i nie wykazują żadnych anomalii. Przed pierwszym użyciem, proszę zdjąć folię ochronną z głowicy urządzenia. Podczas przechowywania urządzenia, upewnij się, że zasilanie jest wyłączone. Przed użyciem urządzenia zdejmij biżuterię, załóż opaskę na włosy, aby nie opadały na czoło oraz usuń makijaż / oczyść skórę twarzy, szyi, dekolcie. Utrzymuj produkt w czystości. Zabrudzenia na głowicy i na korpusie proszę czyścić wilgotną szmatką lub płatkami nasączonym alkoholem, unikając korzystania z



produktów o żrących właściwościach. Nie należy używać żrących środków, wybielaczy, rozpuszczalników, szorstkich powierzchni do czyszczenia. Obudowa tego produktu nie jest wodoodporna, proszę zachować ostrożność podczas użytkowania. Nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy. Nie należy podłączać urządzenia mokrymi rękami. Nie dotykaj produktu mokrymi rękoma. Chroń urządzenie przed wilgocią. Unikaj używania przedmiotu w pobliżu wody lub innych płynów, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki. Należy chronić produkt przed silnymi wibracjami, upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi. Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko osoba uprawniona. Nie otwieraj urządzenia. Nie modyfikuj urządzenia ani nie wykonuj jakichkolwiek napraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem, zaprzestań korzystania z niego. Przechowuj i używaj produkt w suchym, bezpyłowym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Przechowuj poza dostępem dzieci. Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie przechowuj go w wysokiej temperaturze. Należy unikać zbyt długiego i intensywnego używania urządzenia w jednym miejscu, aby uniknąć podrażnienia i zaczerwienienia skóry twarzy. W przypadku pojawienia się podrażnienia skóry, należy niezwłocznie przerwać zabieg. Nie używać na uszkodzonej lub podrażnionej skórze. Uwaga: Osoby wrażliwe na produkty emitujące ultradźwięki powinny używać tego produktu ostrożnie. W przypadku wątpliwości proszę skontaktować się z lekarzem przed użyciem. Przeciwwskazania do użycia urządzenia: ciąża i karmienie piersią, choroba nowotworowa, choroby bakteryjne, wirusowe, grzybicze skóry, ropne stany zapalne skóry, dermatozy, rozrusznik serca, epilepsja, terapia przeciwtętnikowa Roaccutanem – 3 miesiące przerwy, obecność metalowych implantów na obszarach poddawanych zabiegowi, stały aparat ortodontyczny, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, stany gorączkowe. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



USER MANUAL U189

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyńska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: : Cavitation Peeling. Product dimensions: 16.8x5x2cm. Power: 2W. Power supply: 600mAh battery. Charging voltage: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Charger: 5V/1A. Charging time: 1 hour. Working time: about 100 minutes. Weight: 163g.

Functions:

Deep cleansing and removal of aging epidermis; breaking down pigments, lightening discolorations; deep lifting treatment and increasing skin elasticity; stimulation of blood circulation and acceleration of lymphatic metabolism; enhancing the regenerative capacity and permeability of skin cells; skin massage, introduction of nutrients and various origins; no damage or side effects to the skin.

How to use: Charging your device: Connect the USB charging cable. While charging, the battery icon on the display screen will flash from right to left. Once the product is charged, the battery icon remains lit. If the device does not charge, check whether the USB port is properly connected. If, after reconnecting the charging adapter with a USB cable, the device still cannot be charged, please use a power supply with identical parameters. Device operation: long press the power button for 1 second to turn on or off the device, the default is cleaning mode. Press the button to change the mode: cleaning mode - lifting mode - positive ionization mode (ion+) - negative ionization mode (ion-). The device will turn off automatically after 9 minutes of operation (a warning will appear on the display). It is recommended to use the device 3-5 times a week for no longer than 9 minutes at a time. Cleaning Mode: If the Cleaning LED is constantly on, the device is in Cleaning Mode. Before using the device, it is recommended to first moisten your face with warm water or use a facial cleanser, and then use a hot cloth to open the pores on your face. Then place the device, head down, on your face and gently move the device up and down. The angle of inclination of the device during operation should be 45°. Lift Mode: If the Lift LED is constantly on, the device is in Lift Mode. Both sides of the conductive strips enter negative ion mode. This mode is recommended to be used together with an essence/cream/mask. Apply the essence all over your face. When in use, the head of the device should face upwards. Place the head of the device on your face and gently move the device up and down. The head inclination angle during work should be 45°. Positive ion mode: If the positive ion LED is constantly on, the device is in positive ion mode. It is recommended to use a facial mask to absorb nutrients and serum before using the device. Both sides of the conductive strips enter negative ion mode. During use, gently move the device head from top to bottom at an angle of 45°. Negative ion mode: If the negative ion LED is constantly on, the device is in negative ion mode. Before use, it is recommended to apply a make-up removal gel or oil to the face. When using, the head of the device should face upwards, gently move it from bottom to top on the area of the face that requires care. During the operation, the angle of the knife blade should be approximately 45 degrees. Thanks to the balancing properties of ion exchange, some impurities and dirt deep in the skin can be transferred to negative particles while the care head is positively charged. This makes impurities deep in the skin easier to remove.

Warnings: Please read the instruction manual before use and keep it for future reference. Use the product as intended. The product is intended for home use. Open the packaging and carefully remove the device. Check whether the set is complete and without damage. Attention! Danger of suffocation! For the safety of children, please do not leave freely accessible parts of the packaging (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam, etc.). Cavitation peeling can be used on the face, neck and cleavage. To avoid the risk of fire when using electrical appliances, especially in the presence of children, follow basic safety rules. Cleaning and maintenance of the device must not be performed by children. To get the best battery life, completely discharge your devices three times and then fully charge them. You should charge your device if it does not turn on after a long press of the power button, suddenly turns off while in use, or receives a low battery notification. Before delivery, the battery in this product is not fully charged.




Please complete the charging process before use. When charging, please check that the charging cable and adapter are intact and do not show any abnormalities. Before first use, please

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households)



The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information. Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.**



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U189

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Kavitační peeling. Rozměry produktu: 16,8x5x2cm. Výkon: 2W. Napájení: 600mAh baterie. Nabíjecí napětí: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Nabíječka: 5V/1A. Doba nabíjení: 1 hodina. Pracovní doba: cca 100 minut. Hmotnost: 163g.

Funkce: Hlubokové čištění a odstranění stárnoucí epidermis; rozklad pigmentů, zesvětlení zbarvení; hlubokové liftingové ošetření a zvýšení elasticity pokožky; stimulace krevního oběhu a zrychlení lymfatického metabolismu; zvýšení regenerační kapacity a propustnosti kožních buněk; masáž kůže, zavedení živin a různého původu; žádné poškození nebo vedlejší účinky na kůži.

Provoz: Nabíjení zařízení: Připojte nabíjecí kabel USB. Během nabíjení bude ikona baterie na displeji blikat zprava doleva. Jakmile je produkt nabitý, ikona baterie zůstane svítit. Pokud se zařízení nenabíjí, zkontrolujte, zda je port USB správně připojen. Pokud po opětovném připojení nabíjecího adaptéru pomocí USB kabelu stále nelze zařízení nabíjet, použijte prosím napájecí zdroj se stejnými parametry. Provoz zařízení: dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 sekundy zařízení **zapnete nebo vypnete**, vychází je režim čištění. Stisknutím tlačítka změníte režim: režim čištění - režim zvedání - režim pozitivní ionizace (ion+) - režim negativní ionizace (ion-). Zařízení se automaticky vypne po 9 minutách provozu (na displeji se zobrazí varování). Doporučuje se používat přístroj 3-5x týdně po dobu ne déle než 9 minut v kuse. Čisticí režim: Pokud LED čištění neustále svítí, zařízení je v čisticím režimu. Před použitím zařízení se doporučuje nejprve navlhčit obličej teplou vodou nebo použít čisticí prostředek na obličej a poté pomocí horkého hadříku otevřít póry na obličeji. **Poté si položte zařízení** hlavou dolů na obličej a jemně pohybujte zařízením nahoru a dolů. Úhel sklonu zařízení během provozu by měl být 45°. Režim zvedání: Pokud LED dioda zvedání neustále svítí, zařízení je v režimu zvedání. Obě strany vodivých proužků vstoupí do režimu záporných iontů. Tento režim se doporučuje používat společně s esencí/krémem/maskou. Naneste esenci na celý obličej.

Při používání by měla hlava zařízení směřovat nahoru. Umístěte hlavu zařízení na obličej a jemně pohybujte zařízením nahoru a dolů. Úhel sklonu hlavy při práci by měl být 45°.

Režim kladných iontů: Pokud LED dioda kladných iontů neustále svítí, zařízení je v režimu kladných iontů. Před použitím přístroje se doporučuje použít obličejovou masku pro vstřebání živin a séra. Obě strany vodivých proužků vstoupí do režimu záporných iontů. Během používání jemně pohybujte hlavou zařízení shora dolů pod úhlem 45°. Režim záporných iontů: Pokud LED dioda záporných iontů neustále svítí, zařízení je v režimu záporných iontů. Před použitím se doporučuje nanést na obličej odličovací **gel nebo olej**. Při používání by měla hlava zařízení směřovat nahoru, jemně ji přesuňte zdola nahoru na oblast obličeje, která vyžaduje péči. Během operace by měl být úhel ostří nože přibližně 45 stupňů. Díky vyrovnávacím vlastnostem výměny iontů mohou být některé nečistoty a nečistoty hluboko v pokožce převedeny na negativní částice, zatímco pečující hlavice je kladně nabitá. To usnadňuje odstranění nečistot hluboko v pokožce.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Otevřete obal a opatrně zařízení vyjměte. Zkontrolujte, zda je sada kompletní a nepoškozená. Pozor! Nebezpečí udušení! Pro bezpečnost dětí prosím nenechávejte volně přístupné části obalu (plastové sáčky, kartonové krabice, polystyren atd.). Kavitační peeling lze použít na obličej, krk a dekolt. Abyste předešli riziku požáru při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, dodržujte základní bezpečnostní pravidla. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti. Chcete-li dosáhnout co nejlepší výdrže baterie, třikrát zcela vybijte svá zařízení a poté je plně nabijte. Zařízení byste měli nabít, pokud se po dlouhém stisknutí tlačítka napájení nezapne, během používání se náhle vypne nebo obdrží upozornění na vybitou baterii. Před dodáním není baterie v tomto produktu plně nabitá. Před použitím dokončete proces nabíjení. Při nabíjení zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kabel a adaptér neporušené a nevykazují žádné abnormality. Před prvním použitím odstráňte ochrannou fólii z hlavy zařízení. Při skladování zařízení se ujistěte, že je vypnuté. Před použitím přístroje si sundejte šperky, nasadte si na vlasy čelenku, aby vám nespadly na čelo, a odstraňte make-up/očistěte obličej, krk a dekolt. Udržujte výrobek čistý. Nečistoty na hlavě a těle očistěte vlhkým hadříkem nebo alkoholovým tamponem, vyhněte se použití



výrobky s korozivními vlastnostmi. K čištění nepoužívejte žíravé prostředky, bělidla, rozpouštědla ani drsné povrchy. Pouzdro tohoto produktu není vodotěsné, při používání buďte opatrní. Neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nepřipojujte zařízení mokřýma rukama.

Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama. Chraňte své zařízení před vlhkostí. Nepoužívejte předmět v blízkosti vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k poškození elektroniky. Chraňte výrobek před silnými vibracemi, pády a mechanickým poškozením. Pravidelně kontrolujte technický stav zařízení. Nepoužívejte poškozený výrobek. Případné opravy smí provádět pouze oprávněná osoba. Neotevírejte zařízení. Zařízení neupravujte ani neprovádějte žádné opravy. Pokud se s vaším zařízením vyskytnou nějaké problémy, přestaňte jej používat. Skladujte a používejte výrobek na suchém, bezprašném místě, mimo zdroje vlhkosti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhazujte výrobek do ohně a neskladujte jej při vysoké teplotě. Nepoužívejte přístroj na jednom místě příliš dlouho a intenzivně, aby nedošlo k podráždění a zarudnutí pokožky obličeje. Pokud dojde k podráždění pokožky,

okamžitě přerušete postup. Nepoužívejte na poškozenou nebo podrážděnou pokožku. Poznámka: Osoby citlivé na produkty, které vyzařují ultrazvuk, by měly tento produkt používat opatrně. V případě pochybností se před použitím poraďte se svým lékařem. Kontraindikace použití přístroje: těhotenství a kojení, rakovina, bakteriální, virová a plísňová onemocnění kůže, hnisavé kožní záněty, dermatózy, kardiostimulátor, epilepsie, antiikné terapie přípravkem Roaccutan - 3 měsíce pauza, přítomnost kovových implantátů u léčených oblastí, trvalý ortodontický aparát, hypertenze, srdeční selhání, horečka. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti)



Symbol zobrazený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojený informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U189

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: : Kavitační peeling. Rozměry produktu: 16,8x5x2cm. Výkon: 2W. Napájení: 600mAh baterie.
Nabíjecí napětí: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Nabíječka: 5V/1A. Doba nabíjení: 1 hodina.
Pracovní doba: cca 100 minut. Hmotnost: 163g.

Funkce:

Hlubkové čištění a odstranění stárnoucí epidermis; rozklad pigmentů, světelné změny barvy; hloubkové liftingové ošetření a zvýšení elasticity pokožky; stimulace krevního oběhu a zrychlení lymfatického metabolismu; zvýšení regenerační kapacity a propustnosti kožních buněk; masáž kůže, zavedení živin a různého původu; žádné poškození nebo vedlejší účinky na kůži.

Jak používat: Nabíjení zařízení: Připojte nabíjecí kabel USB. nabíjení Během nabíjení bude ikona baterie na displeji blikat zprava doleva. Jakmile je produkt nabitý, ikona baterie zůstane svítit. Pokud se zařízení nenabíjí, zkontrolujte, zda je port USB správně připojen. Pokud po opětovném připojení nabíjecího adaptéru pomocí USB kabelu stále nelze zařízení nabíjet, použijte prosím napájecí zdroj se stejnými parametry. Provoz zařízení: dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 1 sekundy zařízení zapnete nebo vypnete, výchozí je režim čištění. Stisknutím tlačítka změníte režim: režim čištění - režim zvedání - režim pozitivní ionizace (ion+) - režim negativní ionizace (ion-). Zařízení se automaticky vypne po 9 minutách provozu (na displeji se zobrazí varování). Doporučuje se používat přístroj 3-5x týdně po dobu ne delší než 9 minut v kuse. Čisticí režim: Pokud LED čištění neustále svítí, zařízení je v Čisticím režimu. Před použitím zařízení se doporučuje nejprve navlhčit obličej teplou vodou nebo použít čisticí prostředek na obličej a poté pomocí horkého hadříku otevřít póry na obličeji. Poté si položte zařízení hlavou dolů na obličej a jemně pohybujte zařízením nahoru a dolů. Úhel sklonu zařízení během provozu by měl být 45°. Režim zvedání: Pokud LED dioda zvedání neustále svítí, zařízení je v režimu zvedání. Obě strany vodivých proužků vstoupí do režimu záporných iontů. Tento režim se doporučuje používat společně s esencí/krémem/maskou.

Naneste esenci na celý obličej. Při používání by měla hlava zařízení směřovat nahoru. Umístěte hlavu zařízení na obličej a jemně pohybujte zařízením nahoru a dolů. Úhel sklonu hlavy při práci by měl být 45°. Režim kladných iontů: Pokud LED dioda kladných iontů neustále svítí, zařízení je v režimu kladných iontů. Před použitím přístroje se doporučuje použít obličejovou masku pro vstřebání živin a séra. Obě strany vodivých proužků vstoupí do režimu záporných iontů. Během používání jemně pohybujte hlavou zařízení shora dolů pod úhlem 45°. Režim záporných iontů: Pokud LED dioda záporných iontů neustále svítí, zařízení je v režimu záporných iontů. Před použitím se doporučuje nanést na obličej odličovací gel nebo olej. Při používání by měla hlava zařízení směřovat nahoru, jemně ji posuňte zdola nahoru na oblast obličeje, která vyžaduje péči. Během operace by měl být úhel ostří nože přibližně 45 stupňů. Díky vyvážacím vlastnostem výměny iontů mohou být některé nečistoty a nečistoty hluboko v pokožce převedeny na negativní částice, zatímco pečující hlavice je kladně nabitá. To usnadňuje odstranění nečistot hluboko v pokožce.

Upozornění: Před použitím si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. Používejte výrobek



podle určení. Výrobek je určen pro domácí použití. Otevřete obal a opatrně zařízení vyjměte.

Zkontrolujte, zda je sada kompletní a nepoškozená.

Pozor! Nebezpečí udušení! Pro bezpečnost dětí prosím nenechávejte volně přístupné části obalu (plastové sáčky, kartonové krabice, polystyren atd.).

Kavitační peeling lze použít na obličej, krk a dekolt. Abyste předešli riziku požáru při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti. Chcete-li dosáhnout co nejlepší výdrže baterie, třikrát zcela vybijte svá zařízení a poté je plně nabijte. Zařízení byste měli nabít, pokud se po dlouhém stisknutí tlačítka napájení nezapne, během používání se náhle vypne nebo obdrží upozornění na vybitou baterii. Před dodáním není baterie v tomto produktu plně nabitá.


Před použitím dokončete proces nabíjení. Při nabíjení zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kabel a adaptér neporušené a nevykazují žádné abnormality. Před prvním použitím prosím

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem.



Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy

nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ U189

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Kavitačný peeling. Rozměry produktu: 16,8x5x2cm. Výkon: 2W. Napájení: 600mAh baterie. Nabíjecí napětí: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Nabíječka: 5V/1A. Doba nabíjení: 1 hodina. Pracovní čas: cca 100 minut. Hmotnost: 163 g.

Funkce: Hloubkové čištění a odstránění stárnutí epidermy; rozklad pigmentů, zesvětlení zafarbení; hloubkové liftingové ošetření a zvýšení elasticity pokožky; stimulace krvního oběhu a zrychlení lymfatického metabolismu; zvýšení regenerační kapacity a propustnosti pokožky; masáž pokožky, zavedení živin a různých povodů; žiadne poškodenie alebo vedľajšie účinky na pokožku.

Prevádzka: **Nabíjanie zariadenia:** Pripojte nabíjecí kabel USB. Počas nabíjania bude ikona batérie na displeji blikat sprava doľava. Po nabití produktu zostane ikona batérie svietiť. Ak sa zariadenie nenabíja, skontrolujte, či je port USB správne pripojený. Ak ani po opätovnom pripojení nabíjacieho adaptéra USB káblom zariadenie stále nie je možné nabíjať, použite napájací zdroj s rovnakými parametrami. Prevádzka zariadenia: dlho stlačte tlačidlo napájania na 1 sekundu pre zapnutie **alebo vypnutie zariadenia**, predvolený je režim čistenia. Stlačením tlačidla zmeníte režim: režim čistenia - režim zdvíhania - režim pozitívnej ionizácie (ion+) - režim negatívnej ionizácie (ión-). Zariadenie sa automaticky vypne po 9 minútach prevádzky (na displeji sa zobrazí varovanie). Zariadenie sa odporúča používať 3-5 krát týždenne, nie dlhšie ako 9 minút v kuse. Cleaning Mode: Ak LED dióda Cleaning (čistenie) neustále svieti, zariadenie je v režime čistenia. Pred použitím prístroja sa odporúča najprv navlhčiť tvár teplou vodou alebo použitím čistiaceho prostriedku na tvár a potom pomocou horúcej handričky otvorit póry na tvári. Potom si položte zariadenie hlavou nadol na tvár a jemne ním pohybujte nahor a nadol. Uhol sklonu zariadenia počas prevádzky by mal byť 45°. Režim zdvíhania: Ak indikátor zdvíhania neustále svieti, zariadenie je v režime zdvíhania. Obe strany vodivých páskov vstupujú do režimu záporných iónov. Tento režim sa odporúča používať spolu s esenciou/krémom/maskou. Naneste esenciu na celú tvár.

Pri použití by mala hlava zariadenia smerovať nahor. Položte hlavu zariadenia na tvár a jemne pohybujte zariadením nahor a nadol. Uhol sklonu hlavy pri práci by mal byť 45°.

Režim kladných iónov: Ak LED dióda kladných iónov neustále svieti, zariadenie je v režime kladných iónov. Pred použitím prístroja sa odporúča používať pleťovú masku na absorbovanie živín a séra. Obe strany vodivých páskov vstupujú do režimu záporných iónov. Počas používania jemne pohybujte hlavou zariadenia zhora nadol pod uhlom 45°. Režim záporných iónov: Ak LED dióda záporných iónov neustále svieti, zariadenie je v režime záporných iónov. Pred použitím sa odporúča naniesť na tvár odličovací gél alebo olej. Pri použití by mala hlava zariadenia smerovať nahor, jemne ju posúvajte zdola nahor na oblasť tváre, ktorá si vyžaduje starostlivosť. Počas operácie by mal byť uhol čepele noža približne 45 stupňov. Vďaka vyrovnávaci vlastnostiam výmeny iónov sa niektoré nečistoty a nečistoty hlboko v pokožke môžu preniesť na negatívne častice, zatiaľ čo ošetrovávajúca hlavička je pozitívne nabitá. To uľahčuje odstránenie nečistôt hlboko v pokožke.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určených.



Výrobok je určený na domáce použitie. Otvorte obal a opatrne vyberte zariadenie. Skontrolujte, či je súprava kompletná a nepoškodená. Pozor! Nebezpečenstvo udusení! Kvôli bezpečnosti detí nenechávajte voľne prístupné časti obalu (igelitové vrecká, kartónové krabice, polystyrén a pod.). Kavitačný peeling je možné použiť na tvár, krk a dekolt. Aby ste predišli riziku požiaru pri použití elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, dodržujte základné bezpečnostné pravidlá. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výsledok batérie, trikrát úplne vybitie svoje zariadenia a potom ich úplne nabíte. Zariadenie by ste mali nabíť, ak sa nezapne po dlhom stlačení tlačidla napájania, náhle sa vypne počas používania alebo ak dostane upozornenie na nízku batériu. Pred dodaním nie je batéria v tomto produkte úplne nabitá. Pred použitím dokončíte proces nabíjania. Pri nabíjaní skontrolujte, či sú nabíjací kabel a adaptér neporušené a nevykazujú žiadne abnormality. Pred prvim použitím odstráňte ochrannú fóliu z hlavy zariadenia. Pri skladovaní zariadenia sa uistite, že je vypnuté. Pred použitím prístroja si odstráňte šperky, nasadte si na vlasy čelenku, aby vám nepadali na čelo a odstráňte make-up/ vyčistite tvár, krk a dekolt. Udržujte výrobok v čistote. Nečistoty na hlave a tele čistite vlhkou handričkou alebo alkoholovým tampónom, nepoužívajte

výrobky s korozívnymi vlastnosťami. Na čistenie nepoužívajte čistiace látky, bielinu, rozpúšťadlá ani drsné povrchy. Puzdro tohto produktu nie je vodotesné, pri použití bude opatrný. Neponárajte do vody alebo inej tekutiny. Nepripájajte zariadenie mokrymi rukami.

Nedotýkajte sa výrobku mokrymi rukami. Chráňte svoje zariadenie pred vlhkosťou. Vyhňte sa používaniu v blízkosti vody alebo iných kvapalín, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky. Chráňte výrobok pred silnými vibráciami, pádmi a mechanickým poškodením. Pravidelne kontrolujte technický stav zariadenia. Nepoužívajte poškodený výrobok. Akékoľvek opravy môže vykonávať len oprávnená osoba. Neotvárajte zariadenie. Zariadenie neupravujte ani nevykonávajte žiadne opravy. Ak sa s vašim zariadením vyskytnú nejaké problémy, prestaňte ho používať. Výrobok skladujte a používajte na suchom, bezprašnom mieste, mimo zdrojov vlhkosti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nevhadzujte do ohňa ani ho neskladujte pri vysokej teplote. Nepoužívajte prístroj na jednom mieste príliš dlho a intenzívne, aby ste predišli podráždeniu a začervenaniu pokožky tváre. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, okamžite prerušte postup. Nepoužívajte na poškodenú alebo podráždenú pokožku. Poznámka: Ľudia citliví na produkty emitujúce ultrazvuk by mali tento produkt používať opatrne. Ak máte pochybnosti, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Kontraindikácie používania prístroja: tehotenstvo a dojčenie, nádorové ochorenia, bakteriálne, vírusové a plesňové ochorenia kože, hnisavé kožné zápal, dermatózy, kardiostimulátor, epilepsia, protiačková terapia Roaccutanom - 3 mesiace pauza, prítomnosť kovových implantátov v liečených oblastiach, permanentný ortodontický aparát, hypertenzia, srdcové zlyhávajúce, horúčka. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

okamžite prerušte postup. Nepoužívajte na poškodenú alebo podráždenú pokožku. Poznámka: Ľudia citliví na produkty emitujúce ultrazvuk by mali tento produkt používať opatrne. Ak máte pochybnosti, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. Kontraindikácie používania prístroja: tehotenstvo a dojčenie, nádorové ochorenia, bakteriálne, vírusové a plesňové ochorenia kože, hnisavé kožné zápal, dermatózy, kardiostimulátor, epilepsia, protiačková terapia Roaccutanom - 3 mesiace pauza, prítomnosť kovových implantátov v liečených oblastiach, permanentný ortodontický aparát, hypertenzia, srdcové zlyhávajúce, horúčka. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.


Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti)



Symbol zobrazený na produktoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom. Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získať na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.



NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ U189

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická zahrada, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: : Kavitačný peeling. Rozměry produktu: 16,8x5x2cm. Výkon: 2W. Napájení: 600mAh baterie. Nabíjecí napětí: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Nabíječka: 5V/1A. Doba nabíjení: 1 hodina. Pracovní čas: cca 100 minut. Hmotnost: : 163 g.

Funkce: Hlíbkové

čistění a odstránění stárnutí epidermy; rozklad pigmentů, světelné změny barvy; hlíbkové liftingové ošetření a zvýšení elasticity pokožky; stimulace krvního oběhu a zrychlení lymfatického metabolismu; zvýšení regenerační kapacity a propustnosti pokožky; masáž pokožky, zavedení živin a různých původů; žiadne poškodenie alebo vedľajšie účinky na pokožku.

Spôsob použitia: Nabíjení zariadenia: Pripojte nabíjecí kabel USB. Nabíjení Počas toho bude ikona batérie na displeji blikat sprava doľava. Po nabití produktu zostane ikona batérie svietiť. Ak sa zariadenie nenabíja, skontrolujte, či je port USB správne pripojený. Ak ani po opätovnom pripojení nabíjacieho adaptéra USB káblom zariadenie stále nie je možné nabíjať, použite napájací zdroj s rovnakými parametrami. Prevádzka zariadenia: dlho stlačte tlačidlo napájania na 1 sekundu pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia, predvolený je režim čistenia. Stlačením tlačidla zmení režim: režim čistenia - režim zdvíhania - režim pozitívnej ionizácie (ion+) - režim negatívnej ionizácie (ión-). Zariadenie sa automaticky vypne po 9 minútach prevádzky (na displeji sa zobrazí varovanie). Zariadenie sa odporúča používať 3-5 krát týždenne, nie dlhšie ako 9 minút v kuse. Režim čistenia: Ak LED dióda Cleaning (čistenie) neustále svieti, zariadenie je v režime čistenia. Pred použitím prístroja sa odporúča najprv navlhčiť tvár teplou vodou alebo použiť čistiaci prostriedok na tvár a potom pomocou horúcej handričky otvoriť póry na tvári. Potom si položte zariadenie hlavou nadol na tvár a jemne ním pohybujte nahor a nadol. Uhol sklonu zariadenia počas prevádzky by mal byť 45°. Režim zdvíhania: Ak indikátor zdvíhania neustále svieti, zariadenie je v režime zdvíhania. Obe strany vodivých pásičiek vstupujú do režimu záporných iónov. Tento režim sa odporúča používať spolu s esenciou/krémom/maskou.

Naneste esenciu na celú tvár. Pri používaní by mala hlava zariadenia smerovať nahor. Položte hlavu zariadenia na tvár a jemne pohybujte zariadením nahor a nadol. Uhol sklonu hlavy pri práci by mal byť 45°. Režim kladných iónov: Ak LED dióda kladných iónov neustále svieti, zariadenie je v režime kladných iónov. Pred použitím prístroja sa odporúča použiť pleťovú masku na absorbovanie živín a séra. Obe strany vodivých pásičiek vstupujú do režimu záporných iónov. Počas používania jemne pohybujte hlavou zariadenia zhora nadol pod uhlom 45°. Režim záporných iónov: Ak LED dióda záporných iónov neustále svieti, zariadenie je v režime záporných iónov. Pred použitím sa odporúča naniesť na tvár odličovací gél alebo olej. Pri používaní by mala hlava zariadenia smerovať nahor, jemne ju posúvajte zdola nahor na oblasť tváre, ktorá si vyžaduje starostlivosť. Počas operácie by mal byť uhol čepele noža približne 45 stupňov. Vďaka vyrovnávacím vlastnostiam výmeny iónov sa niektoré nečistoty a nečistoty hlboko v pokožke môžu preniesť na negatívne častice, zatiaľ čo ošetrojúca hlavička je pozitívne nabitá. To uľahčuje odstránenie nečistôt hlboko v pokožke.

Upozornenia: Pred použitím si prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Výrobok je určený na domáce použitie. Otvorte obal a opatrne vyberte zariadenie. Skontrolujte, či je súprava kompletná a nepoškodená.



Pozor! Nebezpečenstvo udusení! Kvôli bezpečnosti detí nenechávajte voľne prístupné časti obalu (igelitové vrecká, kartónové krabice, polystyrén a pod.).

Kavitačný peeling je možné použiť na tvár, krk a dekolť. Aby ste predišli riziku požiaru pri používaní elektrických spotrebičov, najmä v prítomnosti detí, dodržujte základné bezpečnostné pravidlá. Čistenie a

údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výdrž batérie, trikrát úplne vybitie svoje zariadenia a potom ich úplne nabíte. Zariadenie by ste mali nabíť, ak sa nezapne po dlhom stlačení tlačidla napájania, náhle sa vypne počas používania alebo ak dostane upozornenie na nízku batériu. Pred dodaním nie je batéria v tomto produkte úplne nabitá.

Pred použitím dokončíte proces nabíjania. Pri nabíjaní skontrolujte, či sú nabíjací kábel a adaptér neporušené a nevykazujú žiadne abnormality. Pred prvým použitím prosím


Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti) Symbol zobrazený na



výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že nesmú byť likvidované ako domový odpad.

Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzdanie zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom.

Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve. Používateľ v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.



FELHASZNÁLÓÚTMUTATÓU189

Importő r: VITOLOG.PL Sp. állatkert, ul. Mię dzyleska 6, 50-514 Wrocl aw, Lengyelország

Termékjellemző k: Kavitációs peeling. A termék méretei: 16,8x5x2 cm. Teljesí ttmény: 2W. Tápellátás: 600 mAh akkumulátor. Töltő feszültség: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Töltő : 5V/1A. Töltési idő : 1 óra. Munkaidő : kb 100 perc. Súly: 163g.

Funkciók: Mélytisztí tás és az öregedő hám eltávolí tása; pigmentek lebontása, elsői nező dések halványí tása; mély lifting kezelés és a bő r rugalmasságának növelése; a vérkeringés serkentése és a nyirokanyagcsere felgyorsí tása; a bő rsejtek regenerációs képességének és permeabilitásának fokozása; bő rmasszázs, tápanyagok és külféle eredetű ek bevezetése; nincs károsodás vagy mellékhatás a bő rn.

Mű kölés: A készülék töltése: Csatlakoztassa az USB töltő kábelt. Töltés közben az akkumulátor ikon a kijelző n jobbról balra villog. A termék feltöltése után az akkumulátor ikon világí t. Ha az eszköz nem töltő dik, ellenő rízz, hogy az USB-port megfelelő en van-e csatlakoztatva. Ha a töltő adapter USB-kábellel történő újracsatlakoztatása után a készülék továbbra sem töltődik , kérjük, azonos paraméterekkel rendelkező tápegységet használjon. A készülék mű kölése: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig az eszköz be- vagy kikapcsolásához, az alapértelmezett a tisztí tási mód. Nyomja meg a gombot az üzemmód megváltoztatásához: tisztí tási mód - lifting üzemmód - pozití v ionizációs mód (ion+) - negatí v ionizációs mód (ion-). A készülék 9 percnyi mű kölés után automatikusan kikapcsol (figyelmeztetés jelenik meg a kijelző n). A készüléket hetente 3-5 alkalommal javasolt, egyszerre legfeljebb 9 percig használni. Tisztí tási mód: Ha a Tisztí tás LED folyamatosan világí t, a készülék Tisztí tási módban van. A készülék használata elő tt ajánlott elő sző meleg ví zzel megnedvesí teni az arcát, vagy arcisztí tőt használni, majd egy forró kendő vel kinyitni az arc pórusait. Ezután helyezze a készüléket fejfel lefelé az arcára, és óvatosan mozgassa fel és le. A készülék dő lésszáma mű kölés közben 45° legyen. Emelési mód: Ha a Lift LED folyamatosan világí t, a készülék Emelés üzemmódban van. A vezető csí kok mindkét oldala negatí v ion üzemmódba lép. Ezt a módot eszenciával/krémrel/maszkkal együtt használni javasolt. Vigye fel az esszenciát az egész arcára.

Használat közben a készülék fejének felfelé kell néznie. Helyezze a készülék fejét az arcára, és óvatosan mozgassa fel és le a készüléket. A fej dő lésszáma munka közben 45° legyen. Pozití v ion üzemmód: Ha a pozití v ion LED folyamatosan világí t, a készülék pozití v ion üzemmódban van. A készülék használata elő tt javasolt a tápanyagok és a szérum felszí vása érdekében arcpakolás használata. A vezető csí kok mindkét oldala negatí v ion üzemmódba lép. Használat közben óvatosan mozgassa a készülék fejét felülrő l lefelé 45°-os szögben. Negatí v ion mód: Ha a negatí v ion LED folyamatosan világí t, a készülék negatí v ion üzemmódban van. Használat elő tt ajánlott sminkelt távolí tó géllal vagy olajjal felvinni az arcot. Használatkor a készülék fejének felfelé kell néznie, óvatosan mozgassa alulrő l felfelé az arc ápolást igénylő részén. A mű velet során a kés pengéjének szögének körülbelül 45 fokosnak kell lennie. Az ioncsere kiegyensúlyozó tulajdonságainak köszönhető en a bő r mélyén lévő szennyező dések és szennyező dések átkerülhetnek a negatí v részecskékre, miközben az ápolófej pozití v tását és karbantartását gyermekek nem bő r mélyén lévő szennyező dések eltávolí tását.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat elő tt olvassa el a használati útmutatót, és ő rízz, hogy megkéső bbi használatra. A terméket rendeltetés szerű en használja. A termék otthoni használatra készült. Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a készüléket. Ellenő rízz, hogy a készlet teljes és sérülésmentes-e. Figyelem! Fulladásveszély! A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, ne hagyja el a csomagolás szabadon hozzáférhető részeit (mű anyag zacskók, kartondobozok, hangarocell stb.). A kavitációs peeling az arcon, a nyakon és a dekoltázson használható. A tű veszély elkerülése érdekében elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, tartsa be az alapvető biztonsági szabályokat. A készülék tisztí tását és karbantartását gyermekek nem végezhetik. A legjobb akkumulátor-élettartam elérése érdekében háromszor mérí tse ki teljesen eszközeit, majd töltse fel teljesen. Fel kell tőtenie az eszközt, ha az nem kapcsol be a bekapcsológomb hosszan tartó megnyomása után, használat közben hirtelen kikapcsol, vagy ha az akkumulátor lemerülésérő l szóló értesí tés kap. Kiszállí tás elő tt a termék akkumulátora nincs teljesen feltöltve. Kérjük, használat elő tt fejezze be a töltési folyamatot. Töltés közben ellenő rízz, hogy a töltő kábel és az adapter sértetlen-e, és nem mutatnak-e rendellenességet. Az első használat elő tt távolí tsa el a védő fóliát a készülék fejrő l. Amikor tárolja a készüléket, győ ző djen meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. A készülék használata elő tt távolí tsa el a ékszeit, tegyen fejpántot a hajára, hogy ne hulljon a homlokára, és távolí tsa el a sminket/tisztí tsa meg az arcot, a nyakat és a dekoltázst. Tartsa tisztán a terméket. Nedves ruhával vagy alkoholos törlő kendő vel tördje le a szennyező déseket a fejrő l és a testrő l, kerülje a használatát

maró hatású termékek. Ne használjon marószert, fehérí tő t, oldószert vagy durva felületeket a tisztí táshoz. A termék burkolata nem ví zálló, kérjük, legyen óvatos a használat során. Ne mérí tse ví zbe vagy más folyadékba. Ne csatlakoztassa a készüléket nedves kézzel.

Ne érintse meg a terméket nedves kézzel. Ő ja készülékét a nedvességtő l. Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében ne használja a terméket ví z vagy más folyadék közelében. Ő ja a terméket erő s vibrációtól, eséstő l és mechanikai sérülésektő l. Rendszeresen ellenő rízz, hogy a készülék mű szaki állapotát. Ne használjon sérült terméket. Bármilyen javí tást csak felhatalmazott személy végezhet. Ne nyissa ki a készüléket. Ne módosí tsa a készüléket és ne végezzen semmilyen javí tást. Ha bármilyen probléma lép fel az eszközzel, hagyja abba a használatát. Tárolja és használja a terméket száraz, pormentes helyen, nedvességforrásoktól távol. Gyermekek elő l elzárva tartandó. Ne dobja a terméket tű zbe és ne tárolja magas hő mérsékleten. Kerülje a készülék túl hosszú és intenzí v egy helyen történő használatát, hogy elkerülje az arcbő r irritációját és kipirosodását. Ha bő rirritáció lép fel,


azonnal szakí tsa meg az eljárást. Ne használja sérült vagy irritált bő rn. Megjegyzés: Az ultrahangot kibocsátó termékekre érzékeny embereknek óvatosan kell használniuk ezt a terméket. Ha kétségei vannak, használat elő tt konzultáljon orvosával. A készülék használatának ellenjavallatai: terhesség és szoptatás, rák, bakteriális, ví rusos és gombás bő rbetegségek, gennyes bő rgyulladások, dermatózisok, pacemaker, epilepszia, akne elleni terápia Roaccutánnal - 3 hónap szünet, fém implantátum jelenléte a kezeltben területek, tartós fogszabályozó készülék, magas vérnyomás, szí velégtelenség, láz. A termék nem játék. Gyermekek elő l elzárva tartandó.

Tájékoztató a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlaní tásáról (háztartásokra vonatkozik)

 A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlaní tása, ártalmatlaní tása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyű jtő helyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik. Egyes országokban más készülék vásárlásakor visszaküldheti a terméket a helyi forgalmazónak. A készülék megfelelő ártalmatlaní tásával értékes erő forrásokat takarí that meg, és elkerülheti az egészségre és a környezetre gyakorolt negatí v hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés fenyegethet. A legközelebbi gyű jtő hely adatait a helyi hatóságtól szerezheti be. A nem megfelelő hulladékkezelés a vonatkozó helyi elő í rásokban elő í rt szankciókat vonhat maga után.

Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlaní tania, kérjük, forduljon a legközelebbi értékesí tési ponthoz vagy szállí tóhoz, aki további információkkal szolgál.

Hulladékelhelyezés az Európai Unión kí vüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisí tenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedő hz, hogy megtudja, hogyan kell megsemmisí teni.



FELHASZNÁLÓÚTMUTATÓU189

Importőr: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzybórzka 6, 50-514 Wrocław, Lengyelország

Termékjellemzők: Kavitációs peeling. A termék méretei: 16,8x5x2 cm. Teljesítmény: 2W. Tápellátás: 600 mAh akkumulátor. Töltési feszültség: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Töltés: 5V/1A. Töltési idő: 1 óra. Munkaidő: kb 100 perc. Súly: 163g.

Funkciók:

Mélytisztítási és az öregedő bőr eltávolítási; pigmentek lebontása, megvilágítási első néződések; mély lifting kezelés és a bőr rugalmasságának növelése; a vérkeringés serkentése és a nyirokanyagcsere felgyorsítása; a bőrszövetek regenerációs képességének és permeabilitásának fokozása; bőrradírozás, tápanyagok és különféle eredetűek bevezetése; nincs károsodás vagy mellékhatás a bőrön.

Használata: A készülék töltése: Csatlakoztassa a USB töltőkábelt. Töltés közben az akkumulátor ikon a kijelzőn jobbról balra villog. A termék feltöltése után az akkumulátor ikon világít. Ha az eszköz nem töltődik, ellenőrizze, hogy az USB-port megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha a töltőadapter USB-kábellel történő újracsatlakoztatása után a készülék továbbra sem töltődik, kérjük, azonos paraméterekkel rendelkező tápegységet használjon. A készülék működése: tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig az eszköz be- vagy kikapcsolásához, az alapértelmezett tisztítási mód. Nyomja meg a gombot az üzemmód megváltoztatásához: tisztítási mód - lifting mód - pozitív ionizációs mód (ion+) - negatív ionizációs mód (ion-). A készülék 9 percnél hosszabb idő után automatikusan kikapcsol (figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn). A készüléket hetente 3-5 alkalommal javasolt, egyszerre legfeljebb 9 percig használni. Tisztítási mód: Ha a tisztítási LED folyamatosan világít, a készülék tisztítási módban van. A készülék használata előtt ajánlott először meleg vízzel megnedvesíteni az arcát, vagy arc tisztítót használni, majd egy forró kendővel kinyitni az arc pórusait. Ezután helyezze a készüléket fejjel lefelé az arcára, és óvatosan mozgassa fel és le. A készülék működése közben 45° legyen. Emelési mód: Ha a lift LED folyamatosan világít, a készülék emelési üzemmódban van. A vezetőcsíkok mindkét oldala negatív ion üzemmódba lép. Ezt a módot esszenciával/krémmel/maszkkal együtt használni javasolt.

Vigye fel az esszenciát az egész arcára. Használat közben a készülék fejének felfelé kell néznie. Helyezze a készülék fejét az arcára, és óvatosan mozgassa fel és le a készüléket. A fej működése munka közben 45° legyen. Pozitív ion üzemmód: Ha a pozitív ion LED folyamatosan világít, a készülék pozitív ion üzemmódban van. A készülék használata előtt javasolt a tápanyagok és a szérum felszívása érdekében arcpakolás használata. A vezetőcsíkok mindkét oldala negatív ion üzemmódba lép. Használat közben óvatosan mozgassa a készülék fejét felülről lefelé 45°-os szögben. Negatív ion mód: Ha a negatív ion LED folyamatosan világít, a készülék negatív ion üzemmódban van. Használat előtt ajánlott sminkeltávolító géllal vagy olajjal felvinni az arcot. Használat közben a készülék fejének felfelé kell néznie, óvatosan mozgassa alulról felfelé az arcápolást igénylő részen. A művelet során a készülék szögének körülbelül 45 fokosnak kell lennie. Az ioncsere kiegyensúlyozó tulajdonságainak köszönhetően a bőr mélyén lévő szennyeződések és szennyeződések átkerülhetnek a negatív részecskékre, miközben az ápolófej pozitív töltődik. Ez megkönnyíti a bőr mélyén lévő szennyeződések eltávolítását.

Figyelmeztetések: Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és ellenőrizze meg későbbi használatra. A terméket

rendeltetésszerűen használja. A termék otthoni használatra készült. Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a készüléket. Ellenőrizze, hogy a készlet teljes és sérülésmentes-e.

Figyelem! Fulladásveszély! A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, ne hagyja el a csomagolás szabadon hozzáférhető részeit (műanyag zacskók, kartondobozok, hangarocell stb.).


A kavitációs peeling az arcon, a nyakon és a dekoltázon használható. A tűveszély elkerülése érdekében elektromos készülékek használatakor, különösen gyermekek jelenlétében, tartsa be az alapvető biztonsági

szabályokat. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik. A legjobb akkumulátor-élettartam elérése érdekében háromszor merítse ki teljesen eszközeit, majd töltsen fel teljesen. Fel kell töltenie az eszközt, ha az nem kapcsol be a bekapcsológomb hosszan tartó megnyomása után, használat közben hirtelen kikapcsol, vagy ha az akkumulátor lemerüléséről szóló értesítést kap. Kiszállt az első termék akkumulátora nincs teljesen feltöltve.

Kérjük, használat előtt fejezze be a töltési folyamatot. Töltés közben ellenőrizze, hogy a töltőkábel és az adapter sértetlen-e, és nem mutatnak-e rendellenességet. Az első használat előtt kérem

Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban

(háztartások számára) A termékeken vagy a mellékelt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus berendezések ártalmatlanításának, az alkatrészek ártalmatlanításának, újrafelhasználásának vagy visszanyerésének helyes eljárása az, hogy a berendezést egy speciális gyűjtőhelyre kell szállítani, ahol azt ingyenesen átvesszik. Egyes országokban a terméket visszaadhatja a helyi forgalmazónak, ha másik eszközt vásárol. A berendezés megfelelő ártalmatlanítása megőrzi az értékes erőforrásokat, és elkerüli a negatív egészségügyi és környezeti hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztet. Kérjük, forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi gyűjtőhely részleteiért. A hulladék szakszerűtlen ártalmatlanítása a vonatkozó helyi jogszabályokban előírt bírsággal sújtható. Felhasználók az Európai Unió országaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kell ártalmatlanítani, további információért forduljon a legközelebbi értékesítési ponthoz vagy szállítótól. Hulladék elhelyezése az Európai Unióon kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha meg kell semmisítenie ezt a terméket, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőhöz, hogy tájékozódjon a helyes eljárásról.



BENUTZERHANDBUCH U189

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produkteigenschaften: Kavitationspeeling. Produktabmessungen: 16,8 x 5 x 2 cm. Leistung: 2W. Stromversorgung: 600-mAh-Akku. Ladespannung: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Ladegerät: 5V/1A. Ladezeit: 1 Stunde. Arbeitszeit: ca. 100 Minuten. Gewicht: 163g.

Funktionen: Tiefenreinigung und Entfernung alternder Epidermis; Abbau von Pigmenten, Aufhellung von Verfärbungen; Tiefenlifting-Behandlung und Erhöhung der Hautelastizität; Anregung der Durchblutung und Beschleunigung des Lymphstoffwechsels; Verbesserung der Regenerationsfähigkeit und Durchlässigkeit der Hautzellen; Hautmassage, Einführung von Nährstoffen verschiedener Herkunft; Keine Schäden oder Nebenwirkungen für die Haut.

Bedienung: Laden Sie Ihr Gerät: Schließen Sie das USB-Ladekabel an. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol auf dem Display von rechts nach links. Sobald das Produkt aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol weiterhin.

Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss richtig angeschlossen ist. Sollte sich das Gerät nach erneutem Anschließen des Ladeadapters per USB-Kabel immer noch nicht laden lassen, verwenden Sie bitte ein Netzteil mit identischen Parametern. Gerätebetrieb: Halten Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die Standardeinstellung ist der Reinigungsmodus. Drücken Sie die Taste, um den Modus zu ändern: Reinigungsmodus – Hebemodus – positiver Ionisationsmodus (Ion+) – negativer Ionisationsmodus (Ion-). Das Gerät schaltet sich nach 9 Minuten Betrieb automatisch aus (auf dem Display erscheint eine Warnung). Es wird empfohlen, das Gerät 3-5 Mal pro Woche jeweils nicht länger als 9 Minuten zu verwenden. Reinigungsmodus: Wenn die Reinigungs-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Reinigungsmodus. Bevor Sie das Gerät verwenden, wird empfohlen, Ihr Gesicht zunächst mit warmem Wasser zu befeuchten oder ein Gesichtereinigungsmittel zu verwenden und anschließend die Poren im Gesicht mit einem heißen Tuch zu öffnen. Legen Sie dann das Gerät mit dem Kopf nach unten auf Ihr Gesicht und bewegen Sie das Gerät vorsichtig auf und ab. Der Neigungswinkel des Gerätes im Betrieb sollte 45° betragen. Lift-Modus: Wenn die Lift-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Lift-Modus. Beide Seiten der leitenden Streifen wechseln in den negativen Ionenmodus. Es wird empfohlen, diesen Modus zusammen mit einer Essenz/Creme/Maske zu verwenden. Tragen Sie die Essenz auf Ihr ganzes Gesicht auf.

Beim Gebrauch sollte der Kopf des Geräts nach oben zeigen. Platzieren Sie den Kopf des Geräts auf Ihrem Gesicht und bewegen Sie das Gerät vorsichtig auf und ab. Der Kopfneigungswinkel während der Arbeit sollte 45° betragen.

Positiv-Ionen-Modus: Wenn die Positiv-Ionen-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Positiv-Ionen-Modus. Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Geräts eine Gesichtsmaske zu verwenden, um Nährstoffe und Serum aufzunehmen. Beide Seiten der leitenden Streifen wechseln in den negativen Ionenmodus. Bewegen Sie den Gerätekopf während des Gebrauchs vorsichtig in einem Winkel von 45° von oben nach unten. Negativ-Ionen-Modus: Wenn die Negativ-Ionen-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Negativ-Ionen-Modus. Vor der Anwendung empfiehlt es sich, ein Abschminkgel oder -öl auf das Gesicht aufzutragen. Bei der Verwendung sollte der Kopf des Geräts nach oben zeigen und ihn vorsichtig von unten nach oben über den zu pflegenden Gesichtsbereich bewegen. Während des Eingriffs sollte der Winkel der Messerklinge etwa 45 Grad betragen. Dank der ausgleichenden Eigenschaften des Ionenaustauschs können einige Unreinheiten und Schmutz tief in der Haut in negative Partikel übertragen werden, während der Pflegekopf positiv aufgeladen wird. Dadurch lassen sich Unreinheiten tief in der Haut leichter entfernen.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Gerät vorsichtig. Prüfen Sie, ob das Set vollständig und unbeschädigt ist. **Aufmerksamkeit!** Erstickungsgefahr! Bitte lassen Sie zur Sicherheit von Kindern keine frei zugänglichen Teile der Verpackung (Plastiktüten, Kartons, Styropor etc.) liegen. Das Kavitationspeeling kann im Gesicht, am Hals und im Dekolleté angewendet werden. Um die Brandgefahr bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, zu vermeiden, befolgen Sie grundlegende Sicherheitsregeln. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Um die beste Akkulaufzeit zu erzielen, entladen Sie Ihre Geräte dreimal vollständig und laden Sie sie dann vollständig auf. Sie sollten Ihr Gerät aufladen, wenn es sich nach langem Drücken des Netzschalters nicht einschaltet, sich während der Verwendung plötzlich ausschaltet oder eine Benachrichtigung über einen niedrigen Akkustand erhält. Bei der Auslieferung ist der Akku dieses Produkts nicht vollständig aufgeladen. Bitte schließen Sie den Ladevorgang vor der Verwendung ab. Bitte überprüfen Sie beim Laden, ob das Ladekabel und der Adapter intakt sind und keine Auffälligkeiten aufweisen. Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie vom Gerätekopf. Stellen Sie beim Lagern des Geräts sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist. Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie Ihren Schmuck, befestigen Sie ein Stirnband um Ihr Haar, damit es nicht auf Ihre Stirn fällt, und entfernen Sie Make-up/reinigen Sie Gesicht, Hals und Dekolleté. Halten Sie das Produkt sauber. Bitte reinigen Sie Schmutz auf Kopf und Körper mit einem feuchten Tuch oder einem Alkoholtupfer und vermeiden Sie die Verwendung

Produkte mit korrosiven Eigenschaften. Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden Mittel, Bleichmittel, Lösungsmittel oder raue Oberflächen. Das Gehäuse dieses Produkts ist nicht wasserdicht. Seien Sie daher bei der Verwendung vorsichtig. Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Schützen Sie Ihr Gerät vor Feuchtigkeit. Vermeiden Sie die Verwendung des Artikels in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden. Schützen Sie das Produkt vor starken Vibrationen, Stürzen und mechanischen Beschädigungen. Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Gerätes. Benutzen Sie kein beschädigtes Produkt. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person durchgeführt werden. Öffnen Sie das Gerät nicht. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen durch. Sollten Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, verwenden Sie es nicht mehr. Lagern und verwenden Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort, entfernt von Feuchtigkeitsquellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und lagern Sie es nicht bei hohen Temperaturen. Vermeiden Sie es, das Gerät zu lange und intensiv an einer Stelle zu verwenden, um Reizungen und Rötungen der Gesichtshaut zu vermeiden. Wenn Hautreizungen auftreten, brechen Sie den Eingriff sofort ab. Nicht auf geschädigter oder gereizter Haut anwenden. Hinweis: Personen, die empfindlich auf Produkte reagieren, die Ultraschall aussenden, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt. Kontraindikationen für die Verwendung des Geräts: Schwangerschaft und Stillzeit, Krebs, bakterielle, virale und pilzliche Hauterkrankungen, eitrige Hautentzündungen, Dermatosen, Herzschrittmacher, Epilepsie, Anti-Akne-Therapie mit Roaccutan – 3 Monate Pause, Vorhandensein von Metallimplantaten bei den Behandelten Bereichen, permanente kieferorthopädische Apparatur, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Fieber. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


Informationen für Nutzer zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte)



Das auf den Produkten oder den ihnen beigegebenen Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.



BENUTZERHANDBUCH U189

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzłaska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produkteigenschaften: Kavitationspeeling. Produktabmessungen: 16,8 x 5 x 2 cm. Leistung: 2W. Stromversorgung: 600-mAh-Akku. Ladespannung: AC100V-240V 50Hz/60Hz. Ladegerät: 5V/1A. Ladezeit: 1 Stunde. Arbeitszeit: ca. 100 Minuten. Gewicht: 163g.

Funktionen:

Tiefenreinigung und Entfernung alternder Epidermis; Abbau von Pigmenten, leichte Verfärbungen; Tiefenlifting-Behandlung und Erhöhung der Hautelastizität; Anregung der Durchblutung und Beschleunigung des Lymphstoffwechsels; Verbesserung der Regenerationsfähigkeit und Durchlässigkeit der Hautzellen; Hautmassage, Einführung von Nährstoffen verschiedener Herkunft; Keine Schäden oder Nebenwirkungen für die Haut.

So verwenden Sie es: Laden Sie Ihr Gerät auf: Schließen Sie das USB-Ladekabel an. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol auf dem Bildschirm von rechts nach links. Sobald das Produkt aufgeladen ist, leuchtet das Batteriesymbol weiterhin. Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, prüfen Sie, ob der USB-Anschluss richtig angeschlossen ist. Sollte sich das Gerät nach erneutem Anschließen des Ladeadapters per USB-Kabel immer noch nicht laden lassen, verwenden Sie bitte ein Netzteil mit identischen Parametern. Gerätebetrieb: Halten Sie den Netzschalter 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die Standardeinstellung ist der Reinigungsmodus. Drücken Sie die Taste, um den Modus zu ändern: Reinigungsmodus – Hebemodus – positiver Ionisationsmodus (Ion+) – negativer Ionisationsmodus (Ion-). Das Gerät schaltet sich nach 9 Minuten Betrieb automatisch aus (auf dem Display erscheint eine Warnung). Es wird empfohlen, das Gerät 3-5 Mal pro Woche jeweils nicht länger als 9 Minuten zu verwenden. Reinigungsmodus: Wenn die Reinigungs-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Reinigungsmodus. Bevor Sie das Gerät verwenden, wird empfohlen, Ihr Gesicht zunächst mit warmem Wasser zu befeuchten oder ein Gesichtereinigungsmittel zu verwenden und anschließend die Poren im Gesicht mit einem heißen Tuch zu öffnen. Legen Sie dann das Gerät mit dem Kopf nach unten auf Ihr Gesicht und bewegen Sie das Gerät vorsichtig auf und ab. Der Neigungswinkel des Gerätes im Betrieb sollte 45° betragen. Lift-Modus: Wenn die Lift-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Lift-Modus. Beide Seiten der leitenden Streifen wechseln in den negativen Ionenmodus. Es wird empfohlen, diesen Modus zusammen mit einer Essenz/Creme/Maske zu verwenden.

Tragen Sie die Essenz auf Ihr ganzes Gesicht auf. Beim Gebrauch sollte der Kopf des Geräts nach oben zeigen. Platzieren Sie den Kopf des Geräts auf Ihrem Gesicht und bewegen Sie das Gerät vorsichtig auf und ab. Der Kopfeigungswinkel während der Arbeit sollte 45° betragen. Positiv-Ionen-Modus: Wenn die Positiv-Ionen-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Positiv-Ionen-Modus. Es wird empfohlen, vor der Verwendung des Geräts eine Gesichtsmaske zu verwenden, um Nährstoffe und Serum aufzunehmen. Beide Seiten der leitenden Streifen wechseln in den negativen Ionenmodus. Bewegen Sie den Gerätekopf während des Gebrauchs vorsichtig in einem Winkel von 45° von oben nach unten. Negativ-Ionen-Modus: Wenn die Negativ-Ionen-LED dauerhaft leuchtet, befindet sich das Gerät im Negativ-Ionen-Modus. Vor der Anwendung empfiehlt es sich, ein Abschminkgel oder -öl auf das Gesicht aufzutragen. Bei der Verwendung sollte der Kopf des Geräts nach oben zeigen und ihn vorsichtig von unten nach oben über den zu pflegenden Gesichtsbereich bewegen. Während des Eingriffs sollte der Winkel der Messerklinge etwa 45 Grad betragen. Dank der ausgleichenden Eigenschaften des Ionenaustauschs können einige Unreinheiten und Schmutz tief in der Haut in negative Partikel übertragen werden, während der Pflegekopf positiv aufgeladen wird. Dadurch lassen sich Unreinheiten tief in der Haut leichter entfernen.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie das Gerät vorsichtig. Prüfen Sie, ob das Set vollständig und unbeschädigt ist. Aufmerksamkeit! Erstickungsgefahr! Bitte lassen Sie zur Sicherheit von Kindern keine frei zugänglichen Teile der Verpackung (Plastiktüten, Kartons, Styropor etc.) liegen.

Das Kavitationspeeling kann im Gesicht, am Hals und im Dekolleté angewendet werden. Um die Brandgefahr bei der Verwendung von Elektrogeräten, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, zu vermeiden, befolgen Sie

grundlegende Sicherheitsregeln. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern durchgeführt werden. Um die beste Akkulaufzeit zu erzielen, entladen Sie Ihre Geräte dreimal vollständig und laden Sie sie dann vollständig auf. Sie sollten Ihr Gerät aufladen, wenn es sich nach langem Drücken des Netzschalters nicht einschaltet, sich während der Verwendung plötzlich ausschaltet oder eine Benachrichtigung über einen niedrigen Akkustand erhält. Bei der Auslieferung ist der Akku dieses Produkts nicht vollständig aufgeladen.

Bitte schließen Sie den Ladevorgang vor der Verwendung ab. Bitte überprüfen Sie beim Laden, ob das Ladekabel und der Adapter intakt sind und keine Auffälligkeiten aufweisen. Bitte vor dem ersten Gebrauch

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder der



Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine

unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten. Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.**

